

Tablefit

Чистящее средство для офисной мебели и пластика

Свойства

Высокоэффективное средство с приятным запахом применяется для быстрого удаления труднорастворимых загрязнений с поверхностей, не восприимчивых к растворителям.

Для повседневной чистки поверхностей методом распыления, мы рекомендуем использовать средство Profless-Konzentrat.

Tablefit оставляет после обработки приятный аромат и приятную атмосферу чистоты и комфорта.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Анионные ПАВ < 5%, водорастворимые растворители, ароматические вещества
Показатель pH (в концентрате): ок. 9,5

Области применения

Удаляет следы от карандаша, хим. карандаша, чернил, фломастера, остатки от этикеток и клеевые следы, со всех поверхностей устойчивых к растворителям, напр. из пластмассы, нержавеющей стали, алюминия, в т.ч. и анодированного. Не подходит для чистки "ABS-пластика", напр. специальные корпуса телефонных аппаратов, некоторые компьютерные клавиатуры, ЖК-дисплеев. Большой частью пластик такого вида имеет маркировку "ABS". При случайном попадании средства на предметы такого рода, необходимо незамедлительно стереть его без остатка, с помощью салфетки. Благодаря этому можно избежать повреждение материала поверхности.

Внимание! Tablefit растворяет лакокрасочные покрытия, покрытые лаками на водной основе, а также и защитные покрытия.

Применение

Перед первым применением убедитесь в стойкости материала на небольшом участке в незаметном месте.

Чистка поверхностей:

Опрыскайте салфетку Tablefit. Ототрите загрязнения, этой же салфеткой удалите отставшие загрязнения, а затем протрите поверхность насухо. Наносите средство только на салфетку, а не на очищаемую поверхность!

Пустой флакон-распылитель можно наполнить из 5-литровой канистры, предварительно наверх на неё спускной кран.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.



**Уход за
мебелью и за
поверхностями
из
металла**

Расход на 1 м²

Чистка поверхностей: 2 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

6 флаконов-распылителей x 750 мл в коробке
2 канистры x 5 л в коробке

Арт. № j 50 01 47
Арт. № j 50 01 05

